

DNA-wangslimvlies

Inleiding

Uw arts heeft een DNA-onderzoek aangevraagd. Hiervoor moet u wat wangslimvlies afnemen. In deze folder leest u hoe u dat doet.

Vorbereiding

De afname van het wangslimvlies kunt u eenvoudig zelf uitvoeren. U krijgt van uw arts, assistente of andere zorgverlener een zakje met hierin de benodigde materialen; een buisje en een wattenstaafje.

Instructie

1



- Open de verpakking van het wattenstaafje aan de kant waar het stokje zit.
- Haal het stokje uit de verpakking.


Let op: Raak de swab (het zachte, witte gedeelte) **niet** met uw vingers aan.

2



- Houd het stokje goed vast.
- Plaats de swab in de mond en ga **15x** op en neer langs de binnenzijde van de linkerwand. Herhaal dit **15x** aan de binnenzijde van de rechterwang.

Let op: leg de swab **niet** neer.



- Pak het buisje en draai de dop los.
- Doe de swab in de buis en breek het stokje af op de inkeping. De swab valt nu met een deel van het stokje in de buis.
- Draai de dop op de buis.

Let op: er zit vloeistof in de buis. Houd deze altijd rechtop!



- Plak de identificatiesticker met naam en geboortedatum op de buis.
- Wikkel de buis in het lekmatje, doe deze in de plastic houder en vervolgens in het zakje en plak deze dicht.
- Doe het kaartje met de adresgegevens van Result Laboratorium zichtbaar in het venster.
- Doe het zakje met de buis met het aanvraagformulier in de retour-envelop en stuur het per reguliere post op.

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u dit bespreken met uw arts, assistente of andere zorgverlener. Ook kunt u contact opnemen met Result Laboratorium.

Contact

Website www.resultlaboratorium.nl
 Mail info@resultlaboratorium.nl
 Telefoon maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur
 Klant Contact Centrum (078) 654 15 32

Tot slot

De uitslag wordt aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal deze met u bespreken.